

DENTIBOY

SICHERHEITSHINWEISE

Größe L

Größe M

Größe S



ACHTUNG!

Der DentiBoy ist ein professionelles Zahnreinigungs-Produkt für Hunde. Niemals unbeaufsichtigt im Maul des Hundes lassen. Kein Spielzeug!

Den Maulkeil regelmäßig auf Risse/Beschädigungen prüfen.

Verschluckungsgefahr!

Nichts ist unendlich fest! Daher kann es auch passieren, dass ein Hund den Keil durchbeisst oder abbeisst.

Verletzungsgefahr!

Quetsch gefahr durch Hundezähne. Bitte immer auf die eigenen Finger achten. Ebenso auf Zunge und Lippen des Hundes.

Der DentiBoy ist grundsätzlich spülmaschinenfest (bitte bei niedrigster Temperatur.)

Wir empfehlen eine Reinigung im Ultraschallbad oder geeigneten Desinfektionsmitteln.

MATERIALHINWEISE

Der DentiBoy besteht aus TPU FLEX, einem langlebigen Elastomer auf der Basis von Polycaprolacton-Polyester. Das Material ist lebensmittelecht nach REACH & ECHA. Datenblätter gerne auf Anfrage.

ANWENDUNG

Der DentiBoy ist ein Handwerkzeug, um die Zahnreinigung zu vereinfachen. Mit dem Griffstück kann der Keil mit ein oder zwei Fingern festgehalten werden.



GROOM3D